

疎水クロマトグラフィー (HIC)用カラム

BioPro HIC HT	42-43
BioPro HIC BF	44

BioPro HIC HT

- ●抗体薬物複合体(ADC)などのバイオ医薬品分離に最適
- ●ハイスループット分析を実現
- ●ADC分離に最適な充填剤表面修飾
- ●充填剤ロット間の優れた再現性

■粒子径:2.3 μm ■使用pH範囲: 2-12


バイオ医薬品分離用の疎水クロマトグラフィー用カラム

BioPro HIC HTは親水性ノンポーラスポリマー基材の疎水クロマトグラフィー用カラムで、抗体薬物複合体(ADC)などのバイオ医薬品の 分離に適しています。担体設計とカラム充填条件を最適化することにより、高分離能・高耐圧を実現しました。高流速での短時間分析も可能 です。

仕様

	基材	官能基	粒子径 (μm)	使用pH範囲	使用温度範囲	使用圧力上限 (MPa)
BioPro HIC HT	親水性ノンポーラスポリマー	ブチル基	2.3	2-12	10-60℃	20 (33×4.6 mml.D.) 40 (100×4.6 mml.D.)

高流速・短時間分析によりハイスループットを実現~ADCの薬物結合数(DAR)分析~



Column : 100×4.6 mml.D.

: A) 20 mM NaH₂PO₄-Na₂HPO₄ (pH 7.0) Eluent

containing 1.0 M (NH₄)₂SO₄

B) 20 mM NaH₂PO₄-Na₂HPO₄ (pH 7.0)/2-propanol (85/15)

Temperature : 25°C : UV at 280 nm Detection


Injection : 10 µL

: Brentuximab vedotin (2.5 mg/mL) Sample

BioPro HIC HTは、高分子分離に最適なノンポーラス粒子の設計と充填条件 の最適化により、高耐圧・高分離能を実現しました。流速を上げた高速分析が 可能で、他の市販カラムでは使用困難な高流速・高圧力条件においても優れ

た分離能を示します。

ADC分離に最適な充填剤表面修飾



Column : 100×4.6 mml.D.

Eluent : A) 20 mM NaH₂PO₄-Na₂HPO₄ (pH 7.0) containing 1.0 M (NH₄)₂SO₄


B) 20 mM NaH₂PO₄-Na₂HPO₄ (pH 7.0)/2-propanol (90/10) or (85/15)

0-100%B (0-15 min), 100%B (15-20 min)

: 0.5 mL/min Flow rate Temperature: 25°C Detection : UV at 280 nm : 10 µL Injection

Sample : Brentuximab vedotin (2.5 mg/mL) ADCの分析において、添加する2-propanolの比率を変えて比較して います。A社カラムは、充填剤の疎水性が高く、すべてのピークが溶 出するためには少なくとも15%以上の2-propanolが必要です。B社 カラムは、10%添加条件においてすべてのピークの溶出が確認でき ますが、ピーク4と5の分離度が小さくなっています。BioPro HIC HT は各ピークの分離が良好で、ピーク3のショルダーピークも検出でき ています。また、いずれの2-propanol比率においてもすべてのピーク が溶出し、移動相条件によらず一定のDAR値が得られています。

充填剤ロット間の優れた再現性



Column : BioPro HIC HT 2.3 μ m, 100×4.6 mml.D.

: A) 100 mM NaH $_2$ PO $_4$ -Na $_2$ HPO $_4$ (pH 7.0) containing 2.0 M (NH $_4$) $_2$ SO $_4$ Eluent

B) 100 mM NaH₂PO₄-Na₂HPO₄ (pH 7.0)

0%B (0-1 min), 0-100%B (1-11 min), 100%B (11-15 min)

: 0.5 mL/min Flow rate Temperature: 25°C Detection : UV at 280 nm Injection : 15 µL

Sample : 1. Adalimumab (0.5 mg/mL)

2. Trastuzumab (0.5 mg/mL)

3. Bevacizumab (0.5 mg/mL)

BioPro HIC HTの充填剤ロット間再現性を示しています。優れた再現性により、バイオ医 薬品の品質管理にも適しています。

ーダリングインフォメーション

粒子径 (μm)	カラムサイズ 内径×長さ (mm)	製品番号	価格(円)
2.3	4.6× 33	BHH00SQ3-H346PTH	160,000
	4.6×100	BHH00SQ3-1046PTH	210,000

上記以外のサイズについてはお問い合わせください。

호부

BioPro HIC BF

- ●非変性条件で抗体やタンパク質の分離が可能
- ●疎水性の小さいタンパク質の分離に有効

■粒子径:4 µm ■使用pH範囲:2-12


高疎水性設計の疎水クロマトグラフィー用カラム


BioPro HIC BFは、担体の疎水性を高く設計した疎水クロマトグラフィー用カラムです。疎水性の小さい抗体やタンパク質の分離に適しています。


仕様

	基材	官能基	粒子径 (μm)	使用pH範囲	使用温度範囲	使用圧力上限 (MPa)
BioPro HIC BF	親水性ノンポーラスポリマー	ブチル基	4	2-12	10-60℃	20

疎水性の小さいタンパク質の分離に有効







Column : 100×4.6 mml.D.

Eluent : A) 100 mM NaH₂PO₄-Na₂HPO₄ (pH 7.0)

containing 2.0 M (NH₄)₂SO₄

B) 100 mM NaH₂PO₄-Na₂HPO₄ (pH 7.0) 0%B (0-1 min), 0-100%B (1-11 min), 100%B (11-15 min)

Flow rate : 0.5 mL/min
Temperature : 25°C
Detection : UV at 280 nm

Injection : 15 μ L

Sample : 1. Adalimumab (0.5 mg/mL) 2. Trastuzumab (0.5 mg/mL)

BioPro HIC BFは担体を高疎水性設計しているため、BioPro HIC HTや他社カラムと比較して、タンパク質の保持が大きくなります。疎水性が小さく、他のカラムでは保持できないようなタンパク質の分離に有効です。

オーダリングインフォメーション

粒子径 (μm)	カラムサイズ 内径×長さ (mm)	製品番号	価格(円)
4	4.6×100	BHB00S04-1046WT	160,000

上記以外のサイズについてはお問い合わせください。分取カラムも対応可能です。