

F-COLUMN

High Performance Liquid Chromatography Preparative Column

工業用分取エンプレティカラム (F-Column)



写真は
300φ × 1000

特長

- 充填剤の抜き出しが容易なようにカラムが中央を支点に回転します。減速機のハンドルを軽く回す事で回転し安全性も高くできています。
(オプション)

型式

F	—	内径	—	長さ
		— 50φ		— 250
		— 80φ		— 500
		— 100φ		— 1000
		— 150φ		
		— 200φ		
		— 300φ		

仕様

- 形状 : フランジ式カラム
- 材質 : SUS316、PTFE
- 耐圧 : 50~100φ 7 Mpa
150~200φ 5 Mpa
300φ 3 Mpa

改良のため外観、仕様等予告なく変更する事があります。

製造元



株式会社 京都クロマト

〒613-0024
京都府久世郡久御山町森村東249番地
TEL 075-633-5271 FAX 075-633-5272
E-mail fukumoto@kyoto-chromato.co.jp

URL <http://www.kyoto-chromato.co.jp>