

# SB-COLUMN

High Performance Liquid Chromatography Preparative Column

## スクリーボルト式可動栓式カラム (SB-Column)



100φ × 500  
(写真のカラムスタンドはオプション)



150φ × 100

### 特長

- スクリーボルトで可動栓を締付けます。
- メンテナンスが容易でカラム性能を維持できます。
- 可動栓の移動範囲は50~150mmの範囲です。
- ローコストです。

### 型式

SB	内径	長さ
	— 50φ	— 100
	— 100φ	— 150
	— 150φ	— 250
	— 200φ	— 500
	— 300φ	— 1000

改良のため外観、仕様等予告なく変更する事があります。

製造元



株式会社 京都クロマト

〒613-0024  
京都府久世郡久御山町森村東249番地  
TEL 075-633-5271 FAX 075-633-5272  
E-mail fukumoto@kyoto-chromato.co.jp

URL <http://www.kyoto-chromato.co.jp>