

# LCメソッド開発用カラムセット★キャンペーン

キャンペーン期間: 2014年7月15日~9月8日  
 ワイエムシィの最先端C18カラム 3本セット価格: 99,800円

有機シリカハイブリッドカラム  
**YMC-Triart C18**

メソッド開発の  
 ファーストチョイス



コアシェルカラム  
**Meteoric Core C18**

スループットと  
 平面認識能の異なる  
 セカンドチョイス



高カーボン型 ODS  
**YMC-Pack Pro C18 RS**

保持・選択性の異なる  
 セカンドチョイス




上記カラム3本をセットにして特別価格 99,800円にてご提供いたします。  
 詳細は裏面をご覧ください。

## 分離選択性比較


**Meteoric Core C18**  
 2.7 μm, 150 X 3 mmI.D.

スループット向上と  
 平面認識能の変更




**YMC-Triart C18**  
 5 μm, 150 X 3 mmI.D.

ファーストチョイス



**YMC-Pack Pro C18 RS**  
 5 μm, 150 X 3 mmI.D.

疎水性のアップと  
 選択性の変更



- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Amitriptyline (塩基性化合物) | 6. Propylbenzene (疎水性)  |
| 2. 8-Quinolinol (配位性化合物)  | 7. n-Butylbenzene (疎水性) |
| 3. Testosterone (極性)      | 8. o-Terphenyl (平面認識能)  |
| 4. Naphthalene (π-π相互作用)  | 9. Triphenylene (平面認識能) |
| 5. Ibuprofen (酸性化合物)      |                         |

Eluent : 20 mM H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>-KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> (pH3.1)/  
 methanol (25/75)  
 Flow rate : 0.425 mL/min  
 Temperature : 40°C  
 Detection : UV at 265 nm  
 Injection : 4 μL

# LCメソッド開発用カラムセット★キャンペーンお申込書

## キャンペーン価格ご提供期間：2014年9月8日まで

ワイエムシの最先端C18カラム3本をセットにして、キャンペーン期間中**3本セット価格:99,800円**にてご提供致します。  
 LCメソッド開発に最適なカラムをこの機会に是非お試しください。  
 YMC-Triart C18 1.9 μm (UHPLC用カラム) と内径10 mm以上のカラムは除きます。  
 本キャンペーンでご購入希望の方は、下記お客様情報およびご希望製品をご記入頂き弊社販売店\*にお渡しください。  
 \*弊社販売店様へ: 本キャンペーンで弊社にご注文の際は御社指定の注文書備考欄に“キャンペーン適用”と記載頂き、  
 本キャンペーンシートを添付してご注文頂いた場合に本キャンペーン適用と致します。

ご氏名		
ご勤務先名		
ご施設・部署名		
ご勤務先住所 〒 -		
TEL/FAX	TEL	FAX
e-mailアドレス	@	
弊社製品取扱い販売店	店名/支店	取扱店担当者名( )

お客様情報は個人情報保護法にもとづき網ワイエムシにて厳重に管理させていただきます。  
 ご購入希望製品を記入後、申込欄をチェックしてください。キャンペーン期間中何回でもお申込み可能です。納期等については弊社営業部までお問い合わせください。

製品番号	粒子径 (μm)	内径 × 長さ (mm)	定価 (円)	数量	お申込欄 (チェックしてください)
<b>★ YMC-Triart C18 (細孔径: 12 nm)</b>					
例) TA12S05-2546WT	5	4.6 X 250	56,000	1	
				1	<input type="checkbox"/>
<b>★ Meteoric Core C18 (細孔径: 8 nm)</b>					
例) CAS08SQ7-1003PT	2.7	3.0 X 100	72,000	1	
				1	<input type="checkbox"/>
<b>★ YMC-Pack Pro C18 RS (細孔径: 8 nm)</b>					
例) RS08S03-1546WT	3	4.6 X 150	48,000	1	
				1	<input type="checkbox"/>
<b>★ 3本セット価格: 99,800円</b>					

価格に消費税は含まれません。

※ 各製品の詳細および製品番号はWebサイト、製品カタログをご覧ください。

**YMC** 株式会社ワイエムシ

お問い合わせ先

営業部 / 〒600-8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284

YMC烏丸五条ビル4F

TEL. (075)342-4503 FAX. (075)342-4530

東京営業部 / 〒108-0014 東京都港区芝5丁目29番20号

クロスオフィス三田601号室

TEL. (03)5439-9790 FAX. (03)5439-9791

URL <http://www.ymc.co.jp>

販売店

D140715A