

Foxy[®] R1、R2 フラクションコレクター

YMC

高機能フラクションコレクター

分取 HPLC、タンパク質およびペプチド精製などの用途に理想的なフラクションコレクターです。
フレキシブルな分取オプションで、特定の分取に必要な操作を行います。

優れたピーク分取機能

優れたスロープ検知、レベル検知、タイムウィンドウの組み合わせにより正確にピーク分取。

簡単操作

シンボルマークで分かりやすいタッチ式ボタン。
Foxy R2 は使用ラックを自動認識。

有機溶媒に対応

アースでは静電気による発火を防止。
安全性は万全です。



用途に応じた多種ラック

- 12 - 13 mmΦ試験管
- シンチレーション・バイアル
- 16 - 25 mmΦ試験管
- 微小遠心管
- ボトル
- 96 穴マイクロプレート (R2)
- 漏斗ラック (R2)

フレキシブルな分取オプション

分取パターン、注入再スタート、アラーム移動速度など特定の分取に必要な仕様を提供

コンパクトかつ大収納

わずか 31 cm 幅に試験管を
Foxy R1 は 144 本、Foxy R2 は 288 本を収納。

型番	FC-F-R1	FC-F-R2
外寸 (W×D×H)	311×330×355 mm	311×533×378 mm
電源	AC 100 V, 50/60 Hz	
流量範囲	0 mL/min ~ 125 mL/min	

株式会社ワイエムシイ

■お問い合わせ先

<営業部> 〒600-8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284
TEL. (075)342-4522 FAX. (075)342-4530