

プランジャーポンプ

YMC

シングルプランジャーポンプ

シンプルな操作性、多機能ポンプ

- 省スペースなコンパクト設計
- 脈流抑制モードを搭載
- 一定量の溶媒を送液して停止する計量送液モード
- 溶媒に合わせて PEEK および SUS タイプから選択可能
- 圧力センサー搭載 (YMCS-12 シリーズ)



型番	SUS 製	PEEK 製	SUS 製	PEEK 製	SUS 製	PEEK 製	
圧力センサー	有	YMCS-12-13-S	YMCS-12-13-P	YMCS-12-32-S	YMCS-12-32-P	YMCS-12-33-S	YMCS-12-33-P
	無	YMCS-11-13-S	YMCS-11-13-P	YMCS-11-32-S	YMCS-11-32-P	YMCS-11-33-S	YMCS-11-33-P
外寸	(W×D×H) 79×285×144 mm						
流量範囲	0.1 mL/min ~ 5.00 mL/min		0.1 mL/min ~ 10.0 mL/min		0.1 mL/min ~ 20.0 mL/min		
最大吐出圧力	10 MPa		5 MPa		2 MPa		
送液精度	±0.5% 以内						

ダブルプランジャーポンプ

脈動の少ない汎用タイプ

- 省スペースなコンパクト設計
- 溶媒に合わせて PEEK および SUS タイプから選択可能
- BCD 接点入力による外部制御
- 圧力センサー搭載 (YMCS-12 シリーズ)



型番	SUS 製	PEEK 製	SUS 製	PEEK 製	
圧力センサー	有	YMCK-12-13-S	YMCK-12-13-P	YMCK-12-33-S	YMCK-12-33-P
	無	YMCK-11-13-S	YMCK-11-13-P	YMCK-11-33-S	YMCK-11-33-P
外寸	(W×D×H) 79×285×144 mm				
流量範囲	0.1 mL/min ~ 10.0 mL/min		0.1 mL/min ~ 50.0 mL/min		
最大吐出圧力	25 MPa	20 MPa	5 MPa		
送液精度	±0.3% 以内				

株式会社ワイエムシイ

■お問い合わせ先

<営業部> 〒600-8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284

TEL. (075)342-4522 FAX. (075)342-4530