

RETRIEVER[®] 500 フラクションコレクター

YMC

小型フラクションコレクター

軽量・コンパクトなフラクションコレクターです。
わずか A4 サイズに小試験管 102 本の収納が可能です。

簡単設定

分取モード（時間、液滴、ポンプパルス）を選び、
カウント数を入力するだけ。

最短液滴フォーマ

試験管ラックが移動し、液滴フォーマは動かないので、
カラム出口から液滴フォーマまで最短管長にできます。

簡単なメンテナンス

手締めネジ 4 本を外せば、上部ラックトレイを取り外し、
水洗いできます。



試験管収納可能本数

- 102 本（12 - 13 mmΦ試験管）
- 68 本（10 - 18 mmΦ試験管、17 mmΦバイアル）
- 24 本（28 mmΦバイアル）

低温室内でも使用可能

0℃、多湿条件下に対応設計です。
スタンバイ状態でも結露しません。

流路切替弁（オプション）

試験管進行時、作動停止時、停電時にこぼれないように、
流路をきりかえます
接液部はテフロンと Kel-F です。

カスタマイズにより有機溶媒も使用可能

型番	FC-RR-500
外寸 (W×D×H)	210×290×180 mm
電源	AC 100 V, 50/60 Hz

株式会社ワイエムシイ

■お問い合わせ先

<営業部> 〒600-8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284
TEL. (075)342-4522 FAX. (075)342-4530