

お客様各位

株式会社ワイエムシ
 品質保証室

YMC-Pack PA製造中止および代替品のお知らせ

拝啓 平素は弊社製品をご使用いただき、厚くお礼申し上げます。



さて、ご愛用いただいている「YMC-Pack PA」ですが、原料の一つが調達困難となり製造を中止させていただくこととなりました。今後は代替品「YMC-Pack PA-G」をご提供させていただくこととなります。なお、ご注文の際の製品番号も変更となりますので、下記をご参照の上ご注文いただきますようお願い申し上げます。

お客様にはご迷惑をおかけ致しますが、何卒事情ご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

	品名	製品番号	カラムサイズ 内径×長さ(mm)	用途
製造中止品	YMC-Pack PA	PA12S05-1546WT	4.6 × 150	分析カラム
		PA12S05-2546WT	4.6 × 250	
		PA12S05-0104WFG	4.0 × 10	ガードカラム
代替品	YMC-Pack PA-G	PG12S05-1546WT	4.6 × 150	分析カラム
		PG12S05-2546WT	4.6 × 250	
		PG12S05-0104WFG	4.0 × 10	ガードカラム



Column : 250 × 4.6mm I.D.
 Eluent : acetonitrile / water (75/25)
 Sample : 1. Fructose
 2. Glucose
 3. Sucrose
 4. Maltose
 5. Lactose
 Flow rate : 1.0mL/min
 Temperature : 25
 Detection : RI, 64×10^{-6} RIU

* 上記クロマトグラムのように保持および分離挙動に違いはありません。

以上