

お客様各位

**ガードカートリッジ製造中止のお知らせと代替品のご案内**

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、これまでご愛用いただいております現行のガードカートリッジに関して、パーツの供給中止に伴い**2016年03月31日または在庫終了**をもちまして販売を中止いたします。お客様には大変ご不便をおかけし、まことに申し訳ございません。

現行品とその代替品の対応表について、以下にまとめております。現行品とその代替品との間に互換性がございませんので、相当する「代替品」の製品を改めてお買い求めくださいますようお願いいたします。本件に関して、ご不明な点がございましたら、お買い求めの代理店または下記お問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

**ガードカートリッジの現行品と代替品の対応表**

対象となる メインカラム内径	製造中止のガードカートリッジ (現行品)		変更後のガードカートリッジ (代替品)	
	カートリッジ	ホルダー	カートリッジ*	ホルダー*
1.0 mmI.D.	10 X 1.0 mmI.D. XXXXXX-0101CC	セミクロ用 XPCHSMW	10 X 1.0 mmI.D. <b>XXXXXX-0101GC</b>	長さ 10 mm 用 <b>XPGCH-W1</b>
1.5 mmI.D.	10 X 1.5 mmI.D. XXXXXX-01P5CC		10 X 1.0 mmI.D. <b>XXXXXX-0101GC</b>	
2.0 および 2.1 mmI.D.	10 X 2.0 mmI.D. XXXXXX-0102CC		10 X 2.1 mmI.D. <b>XXXXXX-01Q1GC</b>	
3.0 mmI.D.			10 X 3.0 mmI.D. <b>XXXXXX-0103GC</b>	
4.0 - 6.0 mmI.D.	23 X 4.0 mmI.D. XXXXXX-G304CC	分析サイズ用 XPCHW	10 X 4.0 mmI.D. <b>XXXXXX-0104GC</b>	

上段: ガードカラムの長さと同径

下段: 製品コード (XXXXXX: 充填剤コード、メインカラムと同じ充填剤をご指定ください)

\* 長さ 20 mm のガードカートリッジもございます。長さ 20 mm のガードカートリッジをご使用の場合は、長さ 20 mm 用のホルダー (製品コード: XPGCH-W2)をご指定ください。

(本件に関するお問い合わせ先)

株式会社ワイエムシィ

TEL: 075-342-4503, FAX: 075-342-4530

または、ホームページの「資料請求・お問い合わせ」の「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。