



2016 年 05 月 吉日

お客様各位

株式会社ワイエムシィ  
品質保証室

### Alcyon SFC カラム出荷検査の圧力算出方法変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度下記製品について、カラム出荷検査の圧力算出方法を変更いたしました。つきましては、2016 年 05 月 16 日出荷分より変更した算出方法での YMC HPLC COLUMN INSPECTION REPORT を発行いたしますことをご報告させていただきます。なお、本変更による製品の品質および性能の変更は一切ございませんので、今後とも安心してご使用ください。何卒、ご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

#### 記

1. 対象製品

Alcyon SFC カラム全般

2. 変更内容

変更前 : Pressure = カラム圧 + ライン圧\*

\*ライン圧はカラムを装着せずに通液したときの圧力

変更後 : Pressure = カラム圧

3. 変更理由

当社の他製品と圧力算出方法を統一するため。

4. 変更時期

2016 年 05 月 16 日出荷分より