

1本買うともう1本!

Meteoric Core 1+1キャンペーン

コアシェルカラムMeteoric Coreを
ご購入いただくと、もれなくもう1本プレゼント!*

*Meteoric Coreの別製品で同一サイズのカラムを無償で提供いたします。

2017年12月11日~2018年3月31日ご注文分まで




特長

- 超高速分析・高分離分析を実現
- 塩基性・配位性化合物でも優れたピーク形状
- 広範囲のpHで使用可能
- 低ブリードでLC/MSにも最適

仕様・ラインナップ

カラム名	Meteoric Core C18	Meteoric Core C18 BIO	Meteoric Core C8
基材	コアシェル型シリカゲル		
粒子径 (μm)	2.7		
細孔径 (nm)	8	16	8
比表面積 (m ² /g)	150	90	150
官能基結合様式	トリファンクショナル		
炭素含有率 (%)	7	5	5
エンドキャッピング	あり		
使用pH範囲	1.5-10	1.5-10	1.5-9
USP Classification	L1	L1	L7
特長	ファーストチョイスに最適	分子量3万程度までのペプチド・タンパク質の分離が可能	C18に並ぶ高い汎用性で短時間分析に有効


コアシェルカラム充填剤の特長



ペプチド・タンパク質の分離例

細孔径の大きなMeteoric Core C18 BIOは分子量3万程度までのペプチド・タンパク質の分離に有効

ペプチド・タンパク質 (MW 4,300 - 25,700)



1. Cytochrome c (MW 12,400)
2. Insulin (bovine) (MW 5,700)
3. Amyloid β-protein (MW 4,300)
4. Lysozyme (MW 14,000)
5. α-Chymotrypsinogen A (MW 25,700)

オーダーリングインフォメーション

粒子径 (μm)	カラムサイズ 内径X長さ(mm)	製品番号			価格(円)
		Meteoric Core C18 細孔径：8 nm	Meteoric Core C18 BIO 細孔径：16 nm	Meteoric Core C8 細孔径：8 nm	
2.7	2.1 X 30	CAS08SQ7-03Q1PT	CAW16SQ7-03Q1PT	COS08SQ7-03Q1PT	62,000
	2.1 X 50	CAS08SQ7-05Q1PT	CAW16SQ7-05Q1PT	COS08SQ7-05Q1PT	64,000
	2.1 X 75	CAS08SQ7-L5Q1PT	CAW16SQ7-L5Q1PT	COS08SQ7-L5Q1PT	66,000
	2.1 X 100	CAS08SQ7-10Q1PT	CAW16SQ7-10Q1PT	COS08SQ7-10Q1PT	68,000
	2.1 X 150	CAS08SQ7-15Q1PT	CAW16SQ7-15Q1PT	COS08SQ7-15Q1PT	76,000
	3.0 X 30	CAS08SQ7-0303PT	CAW16SQ7-0303PT	COS08SQ7-0303PT	62,000
	3.0 X 50	CAS08SQ7-0503PT	CAW16SQ7-0503PT	COS08SQ7-0503PT	64,000
	3.0 X 75	CAS08SQ7-L503PT	CAW16SQ7-L503PT	COS08SQ7-L503PT	68,000
	3.0 X 100	CAS08SQ7-1003PT	CAW16SQ7-1003PT	COS08SQ7-1003PT	72,000
	3.0 X 150	CAS08SQ7-1503PT	CAW16SQ7-1503PT	COS08SQ7-1503PT	80,000
	4.6 X 30	CAS08SQ7-0346PT	CAW16SQ7-0346PT	COS08SQ7-0346PT	62,000
	4.6 X 50	CAS08SQ7-0546PT	CAW16SQ7-0546PT	COS08SQ7-0546PT	64,000
	4.6 X 75	CAS08SQ7-L546PT	CAW16SQ7-L546PT	COS08SQ7-L546PT	68,000
	4.6 X 100	CAS08SQ7-1046PT	CAW16SQ7-1046PT	COS08SQ7-1046PT	72,000
	4.6 X 150	CAS08SQ7-1546PT	CAW16SQ7-1546PT	COS08SQ7-1546PT	80,000

お申込書

※本キャンペーンの適用は、本申込書を用いてのご注文に限らせていただきます。
 ※本申込書を弊社製品取扱代理店様にお渡しいただきますようお願いいたします。
 ※プレゼントカラムは製品番号冒頭の三文字が異なる、Meteoric Coreの別製品で同一サイズのものになります。
 ※キャンペーン期間中何回でもお申込可能です。
 価格には消費税は含まれません。

氏名			
ご勤務先			
施設・部署名			
ご勤務先住所	〒		
TEL / FAX	TEL:	FAX:	
E-mail			

カラムお申込み記入欄

※オーダーリングインフォメーションよりご希望のカラムをご記入ください。Meteoric Coreの別の製品で同一サイズのプレゼントカラムは備考欄にご記入ください。
 製品番号のお間違いには十分ご注意ください。

製品番号	数量(本)	弊社記入欄
備考欄(プレゼントカラムの製品名など)		

※お客様の個人情報はより良い製品・サービス・有用な情報をご提供するために活用させていただき、それ以外の用途に利用することはありません。

YMC 株式会社ワイエムシイ

お問い合わせ先:国内営業部

京都/〒600-8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284 YMC烏丸五条ビル4F
 TEL.(075) 342-4503 FAX.(075) 342-4530

東京/〒108-0014 東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田601号室
 TEL.(03) 5439-9790 FAX.(03) 5439-9791

URL <http://www.ymc.co.jp>

販売店