

デモカラム申込書

事前に話をしたYMCの
担当がいれば記載

下記の通り、HPLCカラムのデモを申し込みます。

平成 23 年 1 月 10 日

貴社名	株式会社 ワイエムシィ	ご所属	国内営業部
お名前	山田 太郎	フリガナ	ヤマダ タロウ
TEL	075-342-4503	FAX	075-342-4530
E-mail	order@ymc.co.jp	メールマガジン	<input checked="" type="checkbox"/> 登録希望 <input type="checkbox"/> 登録しない <input type="checkbox"/> 登録済み
ご住所	〒(600 - 8106) 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284 YMC烏丸五条ビル		
ご希望カラム	製品番号: TA12S03-1503WT 商品名: YMC-Triart C18 カラムサイズ内径 3 mm × 長さ 150 mm 粒子径 3 μm 細孔径 12 nm		
分析対象物質	ブテナフィン塩酸塩 塩基性化合物・医薬品成分など可能な範囲で記入		
移動相条件	A)0.5mMCH3COONH4 B)acetonitrile 40-80%B(0-10min), 80%B(10-60min)		
その他条件	温度 40 、流速 0.4mL/min、検出 UV 217nm		
目的	<input type="checkbox"/> 時間短縮 <input type="checkbox"/> 分離改善 <input type="checkbox"/> 分取検討 <input checked="" type="checkbox"/> 新規テーマ検討 <input type="checkbox"/> その他[]		
詳細	サンプル中に含まれる不純物が多く、分離するか検討したい。目的成分と不純物が分離が一番の目的。その他2つ程度別のカラムと比較して一番いいものを採用。 可能な範囲で背景・詳細・購入条件などを記載		
比較カラム	1) メーカー 現在使用しているカラムまたは比較を 予定しているカラムなどがあれば記入 商品名: 2) メーカー 商品名:		
依頼販売店	社名:	担当者:	電話番号:
	住所:		
送付先	<input type="checkbox"/> 販売店様 <input checked="" type="checkbox"/> ユーザー様		

対象製品: 分析用カラム 貸出期間: 2週間(カラム到着後)

デモカラムは新品を出させていただきます。結果がよろしければデモカラムをそのままご購入いただけますので、ご了承の程よろしくお申し上げます。

お申込み後、弊社担当者から内容についてご確認させていただくことがあります。

通信欄

デモカラム評価結果アンケート

以下については、デモカラム検討後に
記入(カラム到着後1ヶ月以内)

ご検討・ご評価いただいた結果について、以下の項目にご記入の上、カラム到着後1ヶ月以内に弊社までE-mailまたはFAXにてお送りください。ご評価の途中でデモ期間の延長をご希望の場合もご連絡いただきますよう、お願いいたします。

平成 年 月 日

評価結果 *	<input checked="" type="checkbox"/> 購入 <input type="checkbox"/> 返却	*ご評価いただいた結果について、後ほど担当者より連絡させていただきます
結果の詳細 *	目的成分のピーク形状が良かったor悪かった、不純物との分離が良かったor悪かったなど詳細をご記入ください 不純物と目的成分の分離も問題なくできた。不純物も感度良く分析できたため、カラムを採用 使用したカラムの結果を可能な範囲 で詳細を記入	
分析条件 (最終条件)	移動相: A)0.5mM CH3COONH4 B)methanol 40-80%B(0-10min), 80%B(10-60min) 流速: 0.4 mL/min 温度: 40 検出器: UV 217 nm	最終的に採用した 条件を記載
採用カラム	Triart C18 3 μm, 3 × 150mm	
採用カラムとその他のカラムとの評価結果	不純物の分離はどのカラムも問題なくできたが、Triart C18のピーク形状が良く、不純物の感度も一番よかった。 比較したカラムがあればどこが良かったか、悪かったかを記入	
ご質問、ご意見など		

* デモカラム返送先: 〒923-8557 石川県小松市国府台5丁目28 株式会社ワイエムシィ 出荷担当宛
電話番号 : 0761-47-8000