



2024年5月吉日

お客様各位

株式会社ワイエムシィ
品質保証室

BioPro IEX カラムに関するお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、BioPro IEX カラムの出荷検査に使用している液体クロマトグラフ装置を老朽化のため更新することとなりました。これに伴い、該当カラムの成績書様式及びシリアルナンバー表記が変更となります。また、密栓をカラム材質にあわせ PEEK へ変更いたします。

製品の品質及び性能の変更はございませんので、今後も安心してご使用いただけます。何卒ご了承のうえ、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品
BioPro IEX カラム
2. 変更時期
2024年06月出荷分以降順次

以上

※本件に関してご不明な点がございましたら、お買い求めの代理店または下記までご連絡願います。

【本件に関するお問い合わせ先】

- 株式会社ワイエムシィ 営業部 TEL:075-342-4503 FAX:075-342-4530
- Web サイト お問い合わせフォーム <https://www.ymc.co.jp/inquiry/form/>

別紙

成績書様式及びシリアルナンバー表記の変更内容

	変更前	変更後
成績書様式		
シリアルナンバー表記	<p>BP○○○○○○○</p> <p>例. BP123456</p>	<p>○○○□□○○○○○</p> <p>例. 123AB12345</p>
○:数字, □:アルファベット		

密栓の変更内容

	変更前	変更後
材質	POM	PEEK
色	黒	茶色