

2020年3月吉日

お客様各位

株式会社ワイエムシィ

## カートリッジホルダーセット販売終了のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、これまでご愛用いただいておりますカートリッジホルダーセットに関して、カラムカプラの調達  
が困難となったため、セットでの販売を終了し、カートリッジホルダー単体のみの取り扱いとさせていただきます  
(カートリッジホルダーの仕様、構造等に変更はございません)。また、新たに下記のカラムカプラを  
販売開始いたしますので是非ご検討ください。

お客様には大変ご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう  
何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 販売終了製品

製品番号	製品名
XPGCH-Q1	カートリッジホルダーセット (長さ 10 mm 用) (カートリッジホルダー1set、カラムカプラ 1 個付き)
XPGCH-Q2	カートリッジホルダーセット (長さ 20 mm 用) (カートリッジホルダー1set、カラムカプラ 1 個付き)



※2020年3月31日をもって販売を終了いたします。ただし、期日までに在庫がなくなった際は、  
その時点にて販売終了とさせていただきますのでご了承ください。

#### 2. 新規取り扱い製品

##### <カートリッジホルダー>

製品番号	製品名	価格 (円)
XPGCHP1	カートリッジホルダー (長さ 10 mm 用)	25,000
XPGCHP2	カートリッジホルダー (長さ 20 mm 用)	25,000



##### <カラムカプラ>

製品番号	製品名	耐圧 (MPa)	価格 (円)
XRU-284	デルリン®カラムカプラ (容積 : 1.3 $\mu$ L、内径 : 170 $\mu$ m)	34.5	4,500
XRUPFS-6125070	MarvelX™ ステンレススチール配管キット (内径 : 125 $\mu$ m、長さ : 70 mm)	200 (常用 130)	29,000

\* デルリンは DuPont de Nemours, Inc.の登録商標です。\* MarvelX は IDEX Health & Science LLC の登録商標です。

以上

※本件に関してご不明な点がございましたら、お買い求めの代理店または下記までご連絡願います。

【本件に関するお問い合わせ先】

●株式会社ワイエムシィ 営業本部 TEL : 075-342-4503 FAX : 075-342-4530

●Web サイト お問い合わせフォーム <https://www.ymc.co.jp/inquiry/form/>